

Nouvelle POLYSITE® Grand Débit

La gamme des chambres à cathéter implantables en Titane POLYSITE® des Laboratoires PEROUSE dispose désormais d'une chambre adulte Grand Débit. De même poids et de mêmes dimensions que la **POLYSITE® STANDARD série 4000**, elle est compatible avec des cathéters polyuréthane 9F (série 4019) et des cathéters silicone 10F (série 40010) pré-sertis ou à connecter.

Cette nouvelle chambre **POLYSITE® Grand Débit** possède **un des meilleur débit du marché** : elle permet en effet d'atteindre le débit maximum de **3120 mL/heure**.

Grâce à ces performances, **POLYSITE® Grand Débit** se distingue par la **polyvalence de ses indications** : Chimiothérapie, Greffe de moelle osseuse, Nutrition parentérale, et Hématologie.



Laboratoires Perouse

SAS Route du Manoir 60173 IVRY LE TEMPLE

Téléphone du siège : 03 44 08 17 00

Téléphone commandes : 03 44 08 17 03