

# FICHE TECHNIQUE



## INTEGUSEAL\*

### Pellicule Bactério Isolante

Réf : 33731 et 33732  
33736 et 33737

Prévu pour être utilisé après la préparation cutanée du patient et avant l'incision chirurgicale, INTEGUSEAL® est un liquide formant une pellicule bactério isolante, applicable rapidement et facilement sur la peau du patient.

- **Applicateur ergonomique à usage unique** permettant le dépôt d'une pellicule isolante, recouvrant la zone d'incision de manière uniforme, en un seul geste.
- **Composition :** - 80% n-Butyl Cyanoacrylate  
- 20% Tributyl o-acetyltritate
- Classification EU (1999/45/EC) : Xi, R36/37
- **Compatible** avec la plupart des techniques chirurgicales et matériaux courants.
- Retrait inutile pour la fermeture de la plaie ; disparaît naturellement en quelques jours.
- Peut être utilisé avec tous types de préparations et de champs à inciser.
- **Ininflammable, non irritant et non cytotoxique.**
- **InteguSeal ne contient pas de substance d'origine animale.**



**SANS LATEX**



**Durée de conservation :** 24 mois

**Emballage :** emballage stérile, ouverture pelable

**Mode de stérilisation :** ETO Sterilisation, Heat Stérilisation

**Lieu de fabrication :** Plymouth, Royaume-Uni

**Précaution de stockage :** A conserver à température ambiante (5° - 25° )

Référence	Zone de couverture approximative	Conditionnement par boîte	Conditionnement par carton (4 boîtes par carton)
33731 : IS 100	25x25 cm	10 applicateurs par boîte	40 applicateurs par carton
33736 : IS 100			20 applicateurs par carton
33732 : IS 200	50x25 cm		40 applicateurs par carton
33737 : IS 200			20 applicateurs par carton

Kimberly-Clark HealthCare  
Téléphone 01 41 91 97 00

Le Capitole – 55, Av des Champs Pierreux  
Fax 01 41 91 97 97

92012 Nanterre Cedex  
www.kchealthcare.com